

Proclear 1 day multifocal lensler için seçme kılavuzu

Farklı hastalar. Basit bir lens seçim süreci.

Benzersiz bir yaklaşımla kolay lens seçimi

- Merkeze yakın asferik tasarım
- Tek güç profili ile tasarlanmış

-Uzak görüşü muhafaza eder ve görüşten ödün verilmesini sınırlar

- Baskın olmayan gözde yakının yükseltilmesi

-Yakın ve orta görüşü optimize eder ve binokülerliği muhafaza eder

- +2,50 ADD'ye kadar olan hastaları kapsar

- Genel olarak, daha doğal bir görme deneyimi

Lens seçme kılavuzu

Kademe 1 Refraksiyonu onaylayın ve göz baskınlığını belirleyin.

Kademe 2 Dominant göz: Uygun uzak Rx olan lensi seçin.

Baskın olmayan göz: Hastanın ADD gereksinimlerine göre, önerildiği şekilde uzak Rx'e eklenerek bulunan "yakın takviyeli" lensi seçin:

Hastanın ADD'si	Yakını yükseltme
+1,00'a kadar	Yakını yükseltmeye gerek yok
+1,25'ten +1,75'a kadar	0,75D
+2,00'ten +2,50'a kadar	+0,75 D - +1,00 D arası

Örnek refraksiyon: -2,00 OU ile +1,75 ADD

Proclear 1 day multifocalcal Lens Rx

Dominant göz

Baskın olmayan göz

-2,00

-1,25

Kademe 3 Görüşü değerlendirmeden önce lenslerin oturması na izin verin. Eğer hasta görüşünden memnunsa, uygulayın.

Optimizasyon ipuçları

Uzak görüşü iyileştirmek için, binoküler koşullarda dominant göze +/-0,25D adımlarla aşırı refraksiyon uygulayın. Birçok doktor, Kademe 2' de dominant göze +0,25 D eklemenin uzak görüşü iyileştirdiğini görmüştür.

Yakın görüşü iyileştirmek için, binoküler koşullarda baskın olmayan göze +/-0,25D adımlarla aşırı refraksiyon uygulayın.



Yenilikçi bir yaklaşım. Proclear'ı seçmek için daha çok neden.

Uzak görüşü bozmadan yakın görüşü iyileştirir

- Lens kullanıcıları, presbiyopinin farklı aşamalarına geçtikçe , süregelen uyum kolaylığı vardır, —Tek güç profili ile tasarlanmış —Uzak görüşten daha az ödün
- Lens tasarımı, basitleştirilmiş lens uygulama deneyimine katkıda bulunur —Koltukta kalınan süreyi ve takip ziyaretlerini azaltır
- Geniş, etkili parametre yelpazesi
- 1-günlük kullanıcının görme ihtiyaçlarına yeni bir yaklaşım

Farklı hastalar. Bir Proclear

Binokülerliği muhafaza ederken, her iki gözü ayrı ayrı tedavi eder

- Yakın görüşü iyileştirmek için uzak görüşten verilen ödünü minimize ederek, her gözde farklı güçler kullanır
- Her göze ödünsüz bir şekilde ayrı sinyaller göndererek, beyin daha net bir görüntü üretmesine olanak verir

Monovizyona kıyasla belirgin bir iyileşme

- Mono görüşten daha iyi bir görme performansı sağlamak için yüksek ADD'lerde binoküler toplamı muhafaza eder
- Stereopsisi, orta görüşü ve gece görüşünü iyileştirir
- Gerçek multifokal lens tasarımı

Ürün özellikleri

Proclear 1 day multifocal

Güç	+6,00 ila -10,00 arası (0,25'lik kademeler; -6,00'dan sonra 0,50'lik kademeler)
ADD	Tek güç profili ile tasarlanmıştır
Temel eğri	8,7 mm
Çap	14,2 mm

