

Biomedics® 55 evolution



Uygun maliyet ile konfor ve performans için tasarlandı





CooperVision® Biomedics® 55 Evolution kontakt lensleri uygun maliyet ve konfor için özel dikkatle tasarlanmış kaliteli kontakt lenslerdir.

Bu kontakt lensler, uzağı veya yakını göremeyen kullanıcılar için net, canlı görüş sağlar. Biomedics 55 Evolution lensler, göz kapakları ile kontakt lensler arasındaki etkileşimi en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır, bu da kullanıcıya rahat bir lens takma deneyiminin keyfini sağlar.

Değiştirme Programı

30°C Her Ay

Düzeltilmeler

-  Uzağı göremeyen
-  Yakını göremeyen

Seveceğiniz özellikler

- Aberration Neutralizing System™, gözlerde yaygın olarak bulunan optik kusurları * en aza indirerek görüş kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.¹
- UV engelleyici gözleri ultraviyole ışınlarına karşı korur ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur.[†]

* Sferik sapma.

† Uyarı: UV emici kontakt lensler, UV emici gözlükler veya güneş gözlükleri gibi koruyucu UV emici göz koruyucuların yerini tutmaz, çünkü gözü ve çevresini tamamen örtmezler. Hastalar koruyucusu kullanmaya devam etmelidir.

Referans:

1. Kollbaum P ve Bradley A. Asferik kontakt lensler: gerçek ve kurgu. Contact Lens Spectrum 2005;20:34-9.

©2021 CooperVision

Biomedics® ve CooperVision® Cooper Companies, Inc. ve yan kuruluşlarının tescilli ticari markalarıdır. Aberration Neutralizing System™, Cooper Companies, Inc. ve yan kuruluşlarının ticari markasıdır.