



CooperVision®
Live Brightly®

Ürün Özellikleri Kılavuzu





CooperVision®
Live Brightly.™

Kontakt lenslerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için coopervision.com.tr/contact-lenses adresini ziyaret edin

MyDay® Ailesi

MyDay® günlük tek kullanımlık kullanımlık



Zorlu yaşam tarzları için yüksek performanslı 1 günlük kontakt lensler.

Kullanım Planı

Günlük tek kullanımlık

Sferik Gücü

+8.00D ila -12.00D
(+5.00D ve
-6.00D'den sonra
0.50D Adımlarla)

Karton Boyutu Seçenekleri

30'lu

Tasarım

Asferik

Malzeme/H2O İçeriği

stenfilcon A / 54%

Temel Eğrisi 8.4mm

Çap 14.2mm

FDA Grubu SiHy

UV Engelleme* Evet

Görünürlük Tonu Evet

clariti® 1 day Ailesi

clariti® 1 day



Günlük tek kullanımlık kontakt lenste mükemmel fayda ve yüksek nefes alabilirlik¹.

Kullanım Planı

Günlük

Sferik Gücü

-0.50D ila -6.00DS
(0.25D Adımlarla)

-6.50D ila
-10.00DS (0.50D
Adımlarla)

+0.50D ila +6.00DS
(0.25D Adımlarla)

+6.50D ila +8.00DS
(0.50D Adımlarla)

Karton Boyutu Seçenekleri

30'lu

Tasarım

Asferik

Malzeme/H2O İçeriği

somofilcon A / 56%

Temel Eğrisi 8.6mm

Çap 14.1mm

FDA Grubu SiHy

UV Engelleme* Evet

Görünürlük Tonu Hayır



CooperVision®
Live Brightly.™

Kontakt lenslerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için
coopervision.com.tr/contact-lenses adresini ziyaret edin

clariti® 1 day toric



Günlük tek kullanımlık kontakt lenslerde mükemmel fayda ve yüksek nefes alabilirlik¹.

Kullanım Planı Günlük tek kullanımlık	Karton Boyutu Seçenekleri 30'lu	Malzeme/H2O içeriği somofilcon A / 56%	Temel Eğrisi 8.6mm
Sferik Gücü Plano ila -6.00D (0.25D adımlarla) -6.50D ila -9.00D (0.50D adımlarla)	Silindirik Gücü -0.75 -1.25 -1.75	Eksen 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	Çap 14.3mm
FDA Grubu SiHy	UV Engelleme* Evet	Görünürlük Tonu Hayır	Tasarım Asferik
+0.25D ila +4.00D (0.25D adımlarla)	-0.75 -1.25 -1.75	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 170°, 180°	
Plano ila -6.00D (0.25D adımlarla) -6.50D ila -9.00D (0.50D adımlarla)	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	

clariti® 1 day multifocal



Günlük tek kullanımlık kontakt lens kullanımında mükemmel fayda ve yüksek nefes alabilirlik¹.

Kullanım Planı Günlük tek kullanımlık	Karton Boyutu Seçenekleri 30'lu	Malzeme/H2O içeriği somofilcon A / 56%	Temel Eğrisi 8.6mm
Sferik Gücü +5.00D ila -6.00D (0.25D Adımlarla)	Adisyon Düşük: Addition +2.25D'ye kadar	Tasarım Merkez yakın, ilerleyen orta ve periferik uzak	Çap 14.1mm
FDA Grubu SiHy	UV Engelleme* Evet	Görünürlük Tonu Hayır	
	Yüksek: Addition +2.50D ila +3.00D		

Biofinity® Ailesi

Biofinity®

**Kullanım Planı**

Günlük ya da 29 geceye kadar uzun kullanım

Sferik Gücü

+8.00D ila -12.00D(+/- 6.00D sonrası 0.50D basamaklarla)

Karton Boyutu Seçenekleri

6'lı

Tasarım

Asferik

Malzeme/H2O İçeriği

comfilcon A / 48%

Temel Eğrisi 8.6mm

Çap 14.0mm

FDA Grubu SiHy

UV Engelleme* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

Olağanüstü görsel performans. Gün boyu süren üstün konfor.

Biofinity® toric

**Kullanım Planı**

Günlük ya da 6 geceye kadar uzun kullanım

Sferik Gücü

+8.00D ila -10.00D (+/- 6.00D sonrası 0.50D basamaklarla)

Karton Boyutu Seçenekleri

6'lı

Silindirik Gücü

-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

Malzeme/H2O İçeriği

comfilcon A / 48%

Eksen

10° ila 180°
(10° basamaklarla)

Tasarım

Optimised Toric Lens Geometry™

Temel Eğrisi 8.7mm

Çap 14.5mm

FDA Grubu SiHy

UV Engelleme* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

Olağanüstü görsel performans. Gün boyu süren üstün konfor.

Biofinity® multifocal

**Kullanım Planı**

Günlük ya da 29 geceye kadar uzun kullanım

Sferik Gücü

+6.00D ila -8.00D (-6.00D sonrası 0.50D basamaklarla)

Karton Boyutu Seçenekleri

6'lı

Adisyon

+1.00
+1.50
+2.00
+2.50

Malzeme/H2O İçeriği

comfilcon A / 48%

Tasarım

D lens
N lens

Temel Eğrisi 8.6mm

Çap 14.0mm

FDA Grubu SiHy


UV Engelleme* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

Her mesafeden olağanüstü görsel performans. Gün boyu süren üstün konfor.

Avaira Vitality™ Ailesi

Avaira Vitality™



Yüksek performans.
Olağanüstü fayda.

Kullanım Planı
Günlük

Sferik Gücü
+0.25D ila +6.00D
(0.25D adımlarla)

+6.00D ila +8.00D
(0.50D adımlarla)

-0.25D ila -6.00D
(0.25D adımlarla)

-6.00D ila -12.00D
(0.50D adımlarla)

**Karton Boyutu
Seçenekleri**
6'lı

Tasarım
Asferik

**Malzeme/H2O
İçeriği**
fanfilcon A / 55%

Temel Eğrisi 8.4mm
Çap 14.2mm
FDA Grubu SiHy
UV Engelleme* Evet
**Görünürlük
Tonu** Evet

Proclear® Ailesi

Proclear® 1 day



Göz kuruluğu yaşayan kontakt lens kullanıcıları için net görüş², rahatlık ve konfor.

Kullanım Planı
Günlük Kullan-at

Sferik Gücü
+8.00D ila -12.00D
(+5.00D ve -6.00D
sonrası 0.50D
basamaklarla)

**Karton Boyutu
Seçenekleri**
30'lu kutu

Tasarım
Asferik

**Malzeme/H2O
İçeriği**
omafilcon A / 60%

Temel Eğrisi 8.7mm
Çap 14.2mm
FDA Grubu 2
UV Engelleme* Hayır
**Görünürlük
Tonu** Evet

Proclear® 1 day multifocal



Convenience and comfort for
multifocal contact lens wearers
who experience eye dryness.

Kullanım Planı
Günlük tek
kullanımlık

Sferik Gücü
+6.00D ila
-10.00D (-6.00D
sonrası 0.50D
basamaklarla)

**Karton Boyutu
Seçenekleri**
30'lu kutu

Adisyon
+2.50'a kadar
tek güç profili

**Malzeme/H2O
İçeriği**
omafilcon A / 60%

Tasarım
Merkeze yakın
asferik

Temel Eğrisi 8.7mm
Çap 14.2mm
FDA Grubu 2
UV Engelleme* Hayır
**Görünürlük
Tonu** Evet

Proclear®



Göz kuruluğu yaşayan kontakt lens kullanıcıları için net görüş³ ve konfor.

Kullanım Planı
Günlük

Sferik Gücü
+20.00D
ila -20.00D
(+/-6.00D
sonrası 0.50D
basamaklarla)

**Karton Boyutu
Seçenekleri**
6'lu kutu

Tasarım
Sferik

**Malzeme/H2O
İçeriği**
omafilcon B / 62%

Temel Eğrisi 8.6mm
Çap 14.2mm
FDA Grubu 2
UV Engelleme* Hayır
**Görünürlük
Tonu** Evet

Proclear® toric



Helps provide all-day comfort for contact lens wearers with astigmatism who experience eye dryness.

Kullanım Planı
Günlük

Sferik Gücü
+10.00D ila
-10.00D
(+6.00D ila -6.50D
arası 0.25D,
sonrası 0.50D
basamaklarla)

**Karton Boyutu
Seçenekleri**
6'lu kutu

Silindir Gücü
-2.75 ila
-5.75 (0.50D
basamaklarla)

**Malzeme/H2O
İçeriği**
omafilcon B / 62%

Eksen
5° ila 180°
(5° basamaklarla)

Temel Eğrisi 8.4, 8.8mm
Çap 14.4mm
FDA Grubu 2
UV Engelleme* Hayır
**Görünürlük
Tonu** Evet

Proclear® multifocal



Helps provide all-day comfort for multifocal contact lens wearers who experience eye dryness.

Kullanım Planı
Günlük

Sferik Gücü
+6.00D to -8.00D
(0.50D steps after
-6.50D)

**Karton Boyutu
Seçenekleri**
6'lu kutu

Adisyon
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50

**Malzeme/H2O
İçeriği**
omafilcon B / 62%

Tasarım
D lens
N lens

Temel Eğrisi 8.7mm
Çap 14.4mm
FDA Grubu 2
UV Engelleme* Hayır
**Görünürlük
Tonu** Evet



CooperVision®
Live Brightly.™

Kontakt lenslerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için coopervision.com.tr/contact-lenses adresini ziyaret edin

Proclear® multifocal toric



Göz kuruluğu yaşayan astigmatlı olan multifokal kontakt lens kullanıcıları için tüm gün konforu sağlamaya yardımcı olur.

Kullanım Planı

Daily

Karton Boyutu Seçenekleri

3 pack

Malzeme/H2O İçeriği

omafilcon B / 62%

Temel Eğrisi 8.4, 8.8mm

Çap 14.4mm

FDA Grubu 2

UV Engelleme* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

Sferik Gücü

+20.00D to
-20.00D
(0.50D steps after
+/-6.50D)

Silindir Gücü

-0.75 to -5.75
(0.50D steps)

Eksen

5° to 180°
(5° steps)

Tasarım

D lens
N lens

Biomedics® Ailesi

Biomedics® 55 Evolution



Uygun maliyet ile konfor ve performans için tasarlandı

Kullanım Planı

Günlük

Karton Boyutu Seçenekleri

6'lı kutu

Malzeme/H2O İçeriği

ocufilcon D / 55%

Temel Eğrisi 8.6, 8.8, 8.9mm

Çap 14.2mm

FDA Grubu 4

UV Engelleme* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

Sferik Gücü

+8.00D ila -10.00D
(+5.00D ve -6.00D
sonrası 0.50D
basamaklarla)

Tasarım

Asferik

¹ Brennan NA. Fluksun Ötesi: Kontakt Lens Kullanımı Sırasında Korneal Oksijenasyon İndeksi Olarak Toplam Korneal Oksijen Tüketimi. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472.

² Asferik optikler nedeniyle.

³ 2017 ve 2014 dosyalarındaki CVI verileri; dağıtımına uygun olmayan kısa süreli çalışma. N=40 & n=20.

*UV ışınlarını engelleyen kontakt lensler, zararlı UV radyasyonunun göze bulaşmasına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur ancak UV emici gözlükler veya güneş gözlükleri gibi koruyucu UV emici gözlüklerin yerini almazlar, çünkü gözü veya çevresini tamamiyle kapatmazlar. UV emici gözlükleri göz doktorunuz tarafından belirtilen şekilde kullanmaya devam edin.