



CooperVision®  
Live Brightly®

# Ürün Özellikleri Kılavuzu





CooperVision®  
Live Brightly.™

Kontakt lenslerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için [coopervision.com.tr/contact-lenses](http://coopervision.com.tr/contact-lenses) adresini ziyaret edin

## MyDay® Ailesi

### MyDay® günlük tek kullanımlık kullanımlık



Zorlu yaşam tarzları için yüksek performanslı 1 günlük kontakt lensler.

#### Kullanım Planı

Günlük tek kullanımlık

#### Sferik Gücü

+8.00D ila -12.00D  
(+5.00D ve  
-6.00D'den sonra  
0.50D Adımlarla)

#### Karton Boyutu Seçenekleri

30'lu

#### Tasarım

Asferik

#### Malzeme/H2O İçeriği

stenfilcon A / 54%

**Temel Eğrisi** 8.4mm

**Çap** 14.2mm

**FDA Grubu** SiHy

**UV Engelleme\*** Evet

**Görünürlük Tonu** Evet

## clariti® 1 day Ailesi

### clariti® 1 day



Günlük tek kullanımlık kontakt lenste mükemmel fayda ve yüksek nefes alabilirlik¹.

#### Kullanım Planı

Günlük

#### Sferik Gücü

-0.50D ila -6.00DS  
(0.25D Adımlarla)

-6.50D ila  
-10.00DS (0.50D  
Adımlarla)

+0.50D ila +6.00DS  
(0.25D Adımlarla)

+6.50D ila +8.00DS  
(0.50D Adımlarla)

#### Karton Boyutu Seçenekleri

30'lu

#### Tasarım

Asferik

#### Malzeme/H2O İçeriği

somofilcon A / 56%

**Temel Eğrisi** 8.6mm

**Çap** 14.1mm

**FDA Grubu** SiHy

**UV Engelleme\*** Evet

**Görünürlük Tonu** Hayır



CooperVision®  
Live Brightly.™

Kontakt lenslerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için  
[coopervision.com.tr/contact-lenses](http://coopervision.com.tr/contact-lenses) adresini ziyaret edin

## clariti® 1 day toric



Günlük tek kullanımlık kontakt lenslerde mükemmel fayda ve yüksek nefes alabilirlik<sup>1</sup>.

<b>Kullanım Planı</b> Günlük tek kullanımlık	<b>Karton Boyutu Seçenekleri</b> 30'lu	<b>Malzeme/H2O içeriği</b> somofilcon A / 56%	<b>Temel Eğrisi</b> 8.6mm
<b>Sferik Gücü</b> Plano ila -6.00D (0.25D adımlarla) -6.50D ila -9.00D (0.50D adımlarla)	<b>Silindirik Gücü</b> -0.75 -1.25 -1.75	<b>Eksen</b> 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°	<b>Çap</b> 14.3mm
<b>FDA Grubu</b> SiHy	<b>UV Engelleme*</b> Evet	<b>Görünürlük Tonu</b> Hayır	<b>Tasarım</b> Asferik
+0.25D ila +4.00D (0.25D adımlarla)	-0.75 -1.25 -1.75	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 170°, 180°	
Plano ila -6.00D (0.25D adımlarla) -6.50D ila -9.00D (0.50D adımlarla)	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	

## clariti® 1 day multifocal



Günlük tek kullanımlık kontakt lens kullanımında mükemmel fayda ve yüksek nefes alabilirlik<sup>1</sup>.

<b>Kullanım Planı</b> Günlük tek kullanımlık	<b>Karton Boyutu Seçenekleri</b> 30'lu	<b>Malzeme/H2O içeriği</b> somofilcon A / 56%	<b>Temel Eğrisi</b> 8.6mm
<b>Sferik Gücü</b> +5.00D ila -6.00D (0.25D Adımlarla)	<b>Adisyon</b> Düşük: Addition +2.25D'ye kadar	<b>Tasarım</b> Merkez yakın, ilerleyen orta ve periferik uzak	<b>Çap</b> 14.1mm
<b>FDA Grubu</b> SiHy	<b>UV Engelleme*</b> Evet	<b>Görünürlük Tonu</b> Hayır	
	Yüksek: Addition +2.50D ila +3.00D		

## Biofinity® Ailesi

### Biofinity®

**Kullanım Planı**

Günlük ya da 29  
geceye kadar uzun  
kullanım

**Sferik Gücü**

+8.00D ila  
-12.00D(+/- 6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**

6'lı

**Tasarım**

Asferik

**Malzeme/H2O  
İçeriği**

comfilcon A / 48%

**Temel Eğrisi** 8.6mm

**Çap** 14.0mm

**FDA Grubu** SiHy

**UV Engelleme\*** Hayır

**Görünürlük  
Tonu** Evet

Olağanüstü görsel performans. Gün  
boyu süren üstün konfor.

### Biofinity® toric

**Kullanım Planı**

Günlük ya da 6  
geceye kadar uzun  
kullanım

**Sferik Gücü**

+8.00D ila -10.00D  
(+/- 6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**

6'lı

**Silindirik Gücü**

-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Malzeme/H2O  
İçeriği**

comfilcon A / 48%

**Eksen**

10° ila 180°  
(10° basamaklarla)

**Tasarım**

Optimised Toric  
Lens Geometry™

**Temel Eğrisi** 8.7mm

**Çap** 14.5mm

**FDA Grubu** SiHy

**UV Engelleme\*** Hayır

**Görünürlük  
Tonu** Evet

Olağanüstü görsel performans. Gün  
boyu süren üstün konfor.

### Biofinity® multifocal

**Kullanım Planı**

Günlük ya da 29  
geceye kadar uzun  
kullanım

**Sferik Gücü**

+6.00D ila  
-8.00D (-6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**

6'lı

**Adisyon**

+1.00  
+1.50  
+2.00  
+2.50

**Malzeme/H2O  
İçeriği**

comfilcon A / 48%

**Tasarım**

D lens  
N lens

**Temel Eğrisi** 8.6mm

**Çap** 14.0mm

**FDA Grubu** SiHy


**UV Engelleme\*** Hayır

**Görünürlük  
Tonu** Evet

Her mesafeden olağanüstü görsel  
performans. Gün boyu süren üstün  
konfor.

## Avaira Vitality™ Ailesi

### Avaira Vitality™



Yüksek performans.  
Olağanüstü fayda.

**Kullanım Planı**  
Günlük

**Sferik Gücü**  
+0.25D ila +6.00D  
(0.25D adımlarla)  
  
+6.00D ila +8.00D  
(0.50D adımlarla)  
  
-0.25D ila -6.00D  
(0.25D adımlarla)  
  
-6.00D ila -12.00D  
(0.50D adımlarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**  
6'lı

**Tasarım**  
Asferik

**Malzeme/H2O  
İçeriği**  
fanfilcon A / 55%

**Temel Eğrisi** 8.4mm  
**Çap** 14.2mm  
**FDA Grubu** SiHy  
**UV Engelleme\*** Evet  
**Görünürlük  
Tonu** Evet

## Proclear® Ailesi

### Proclear® 1 day



Göz kuruluğu yaşayan kontakt lens kullanıcıları için net görüş<sup>2</sup>, rahatlık ve konfor.

**Kullanım Planı**  
Günlük Kullan-at

**Sferik Gücü**  
+8.00D ila -12.00D  
(+5.00D ve -6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**  
30'lu kutu

**Tasarım**  
Asferik

**Malzeme/H2O  
İçeriği**  
omafilcon A / 60%

**Temel Eğrisi** 8.7mm  
**Çap** 14.2mm  
**FDA Grubu** 2  
**UV Engelleme\*** Hayır  
**Görünürlük  
Tonu** Evet

### Proclear® 1 day multifocal



Convenience and comfort for  
multifocal contact lens wearers  
who experience eye dryness.

**Kullanım Planı**  
Günlük tek  
kullanımlık

**Sferik Gücü**  
+6.00D ila  
-10.00D (-6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**  
30'lu kutu

**Adisyon**  
+2.50'a kadar  
tek güç profili

**Malzeme/H2O  
İçeriği**  
omafilcon A / 60%

**Tasarım**  
Merkeze yakın  
asferik

**Temel Eğrisi** 8.7mm  
**Çap** 14.2mm  
**FDA Grubu** 2  
**UV Engelleme\*** Hayır  
**Görünürlük  
Tonu** Evet

## Proclear®



Göz kuruluđu yařayan kontakt lens kullanıcıları için net görüř<sup>3</sup> ve konfor.

**Kullanım Planı**  
Günlük

**Sferik Gücü**  
+20.00D  
ila -20.00D  
(+/-6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**  
6'lu kutu

**Tasarım**  
Sferik

**Malzeme/H2O  
İçeriđi**  
omafilcon B / 62%

**Temel Eğrisi** 8.6mm  
**Çap** 14.2mm  
**FDA Grubu** 2  
**UV Engelleme\*** Hayır  
**Görünürlük  
Tonu** Evet

## Proclear® toric



Helps provide all-day comfort for contact lens wearers with astigmatism who experience eye dryness.

**Kullanım Planı**  
Günlük

**Sferik Gücü**  
+10.00D ila  
-10.00D  
(+6.00D ila -6.50D  
arası 0.25D,  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**  
6'lu kutu

**Silindir Gücü**  
-2.75 ila  
-5.75 (0.50D  
basamaklarla)

**Malzeme/H2O  
İçeriđi**  
omafilcon B / 62%

**Eksen**  
5° ila 180°  
(5° basamaklarla)

**Temel Eğrisi** 8.4, 8.8mm  
**Çap** 14.4mm  
**FDA Grubu** 2  
**UV Engelleme\*** Hayır  
**Görünürlük  
Tonu** Evet

## Proclear® multifocal



Helps provide all-day comfort for multifocal contact lens wearers who experience eye dryness.

**Kullanım Planı**  
Günlük

**Sferik Gücü**  
+6.00D to -8.00D  
(0.50D steps after  
-6.50D)

**Karton Boyutu  
Seçenekleri**  
6'lu kutu

**Adisyon**  
+1.00  
+1.50  
+2.00  
+2.50

**Malzeme/H2O  
İçeriđi**  
omafilcon B / 62%

**Tasarım**  
D lens  
N lens

**Temel Eğrisi** 8.7mm  
**Çap** 14.4mm  
**FDA Grubu** 2  
**UV Engelleme\*** Hayır  
**Görünürlük  
Tonu** Evet



CooperVision®  
Live Brightly.™

Kontakt lenslerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için [coopervision.com.tr/contact-lenses](http://coopervision.com.tr/contact-lenses) adresini ziyaret edin

## Proclear® multifocal toric



Göz kuruluğu yaşayan astigmatlı olan multifokal kontakt lens kullanıcıları için tüm gün konforu sağlamaya yardımcı olur.

### Kullanım Planı

Daily

### Karton Boyutu Seçenekleri

3 pack

### Malzeme/H2O İçeriği

omafilcon B / 62%

Temel Eğrisi 8.4, 8.8mm

Çap 14.4mm

FDA Grubu 2

UV Engelleme\* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

### Sferik Gücü

+20.00D to  
-20.00D  
(0.50D steps after  
+/-6.50D)

### Silindir Gücü

-0.75 to -5.75  
(0.50D steps)

### Eksen

5° to 180°  
(5° steps)

### Tasarım

D lens  
N lens

## Biomedics® Ailesi

### Biomedics® 55 Evolution



Uygun maliyet ile konfor ve performans için tasarlandı

### Kullanım Planı

Günlük

### Karton Boyutu Seçenekleri

6'lı kutu

### Malzeme/H2O İçeriği

ocufilcon D / 55%

Temel Eğrisi 8.6, 8.8, 8.9mm

Çap 14.2mm

FDA Grubu 4

UV Engelleme\* Hayır

Görünürlük Tonu Evet

### Sferik Gücü

+8.00D ila -10.00D  
(+5.00D ve -6.00D  
sonrası 0.50D  
basamaklarla)

### Tasarım

Asferik

<sup>1</sup> Brennan NA. Fluksun Ötesi: Kontakt Lens Kullanımı Sırasında Korneal Oksijenasyon İndeksi Olarak Toplam Korneal Oksijen Tüketimi. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472.

<sup>2</sup> Asferik optikler nedeniyle.

<sup>3</sup> 2017 ve 2014 dosyalarındaki CVI verileri; dağıtımına uygun olmayan kısa süreli çalışma. N=40 & n=20.

\*UV ışınlarını engelleyen kontakt lensler, zararlı UV radyasyonunun göze bulaşmasına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur ancak UV emici gözlükler veya güneş gözlükleri gibi koruyucu UV emici gözlüklerin yerini almazlar, çünkü gözü veya çevresini tamamiyle kapatmazlar. UV emici gözlükleri göz doktorunuz tarafından belirtilen şekilde kullanmaya devam edin.

Burada yer alan tüm ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar, ticari takdim şekilleri ve ürün adları, aksi belirtilmedikçe CooperVision, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markaları ve ticari markalarıdır. CooperVision'in ticari markaları sadece izin alınarak kamuoyuna açık bir şekilde kullanılabilir.